



2 électrodes circulaires

Connexion: Fiche banane femelle 2mm

Diamètre de la sonde: 2.6cm

Longueur: 12cm

Poids: 33g

Présentation de la sonde

La sonde s'utilise comme une sonde classique à la différence que sa forme spécifique à tampon permet de la positionner dans le vagin en garantissant un maintien parfait.

En effet, la partie proximale se place aisément dans la zone vaginale postérieure et le corps de la sonde, d'un diamètre plus réduit procure une stabilité intra-cavitaire antérieure renforcée par la légèreté de l'ensemble.

Intérêt pratique de la sonde

Grâce à sa légèreté et sa forme en tampon terminal le positionnement est facilité, évitant les risques d'évacuation.

Applications thérapeutiques de la sonde

1 - Stimulation électrique - SEF

- > Stimulation bilatérale classique D&G des muscles releveurs
- > Insuffisance musculaire
- > Renforcement musculaire phasique et/ou tonique
- > Insuffisance sphinctérienne
- > Réduction de l'hyperactivité vésicale
- > Prise de conscience globale

2 - Biofeedback - EMGBFB

- > Enregistrement de l'activité musculaire électrique globale en décubitus dorsal couché
- > Mise en évidence et mesure d'une insuffisance musculaire